

La pratica dell'asciutta selettiva rappresenta una sfida per allevatori e tecnici del nostro settore, una pratica nuova che richiede strumenti moderni e aggiornati.

Per rispondere a queste esigenze OKeyVet mette a disposizione due strumenti innovativi che utilizzati alla messa in asciutta rendono questa pratica semplice e naturale.

Un nuovo filmante esterno ad alta persistenza: **UDDER DRY**

Un depressore della lattazione: **SIMPLY DRY PHYT**

2 nuovi strumenti che vengono incontro alle esigenze degli operatori che praticano l'asciutta selettiva.

UDDER DRY

MASSIMA PROTEZIONE ALLA MESSA IN ASCIUTTA

Udder Dry è un sigillante esterno che protegge i capezzoli durante le fasi più critiche del periodo di asciutta formando un'efficace barriera contro i patogeni di origine ambientale.

L'utilizzo di un sigillante esterno nella messa in asciutta aumenta la naturale capacità della vacca nella produzione del tappo cheratinico dello sfintere migliorando lo sviluppo delle proprie difese immunitarie.

UDDER DRY annulla il rischio di introdurre nella mammella germi attraverso l'uso di tubetti, questo rischio è reale soprattutto quando l'operatore non rispetta tutte le norme igieniche previste.

Facile utilizzo con il suo apposito applicatore multiuso.



SIMPLY DRY PHYT

EVITA LE PERDITE DI LATTE E IL DOLORE DOVUTO ALLA SOSPENSIONE DELLA MUNGITURA

Simply Dry Phyt è un prodotto a base di oli essenziali in grado di interrompere lo stimolo alla produzione di latte innescato dalla prolattina.

Interrompendo la produzione di latte da parte del tessuto ghiandolare della mammella si facilita la chiusura dello sfintere del capezzolo impedendo perdite e diminuendo lo stress della messa in asciutta alleviando il dolore alla mammella una volta sospesa la mungitura.

Simply Dry Phyt è facile da somministrare, disponibile in forma liquida o in boli.

SIMPLY DRY PHYT BOLI

Somministrare per os dopo ultima mungitura

VACCHE DA LATTE | 1 bolo all'asciutta (dopo ultima mungitura).

Tempo di dissolvimento del bolo: 3gg.

In caso di persistenza di produzione di latte ripetere il trattamento nei giorni successivi.



SIMPLY DRY PHYT *Drink*

Somministrare per os dopo ultima mungitura

VACCHE DA LATTE | 250ml in bovine con produzione **inferiore** ai 25 litri di latte al giorno.
500ml in bovine con produzione **superiore** ai 25 litri di latte al giorno.

OVICAPRINI | 50-75ml/capo dopo ultima mungitura



COME ATTUARE IL PROTOCOLLO DI ASCIUTTA SELETTIVA OKEYVET:

Selezionate le vacche da sottoporre ad asciutta selettiva in base ai parametri decisi in azienda:

- *conta cellule somatiche*
- *mastiti pregresse*
- *numero lattazione*

Il giorno della messa in asciutta dopo l'ultima mungitura:

- *Applicare UDDER DRY con l'apposito dosatore multiuso coprendo la parte terminale del capezzolo (circa 1cm).*
- *Somministrare 1 o 2 dosi di SIMPLY DRY FIT (liquido o bolo) in base alla produzione di latte della bovina.*
- *3-5 giorni prima della data presunta di parto ripetere il trattamento con UDDER DRY.*



VANTAGGI DEL PROTOCOLLO ASCIUTTA OKEYVET:

- *Barriera protettiva traspirante*
- *Protezione del capezzolo per 5 giorni*
- *Assenza di perdite di latte*
- *Riduzione del rischio di nuove infezioni da batteri ambientali*
- *Udder Dry è altamente visibile sul capezzolo*
- *Assenza di rischio di veicolare batteri internamente alla mammella*
- *Aumento delle difese immunitarie*
- *Facilita la formazione del tappo cheratogeno*
- *Messa in asciutta meno stressante*
- *Assenza di dolore per la riduzione della pressione intramammaria*
- *Migliore regressione del parenchima mammario*
- *Semplifica la messa in asciutta di vacche altamente produttive*
- *Facilita l'operazione per chi utilizza robot di mungitura*
- *Non prevede l'utilizzo di farmaci*
- *Economicità*